



BioTechLab
Université Grenoble Alpes

Réservation de ressources en biotechnologie & bioproduction

Vous développez une innovation en biotechnologie ? Choisissez le Biotechlab pour:

- ✓ **Accéder** à un plateau technique moderne
- ✓ **Expérimenter** et optimiser vos procédés
- ✓ **Accélérer** et réduire les délais et les investissements



UN PLATEAU TECHNIQUE DE HAUT NIVEAU, ADAPTÉ À VOS BESOINS

ÉQUIPEMENTS



SALLE DE RÉUNION



LABORATOIRE



POUR QUI ?

- Start-up Biotech
- TPE
- PME
- Chercheur entrepreneur
- CIFRE/Labcom

Tarification
préférentielle si
affiliation UGA



DES APPLICATIONS CONCRÈTES

- Culture cellulaire
- Développement de procédés
- Production pilote
- Purification
- Contrôle Qualité
- Essais de faisabilité
- Formation d'équipe
- Brainstorming



LES BÉNÉFICES

- Gain de temps
- Accès à des équipements de pointe
- Réduction des investissements
- Réduction du risque
- Validation avant industrialisation
- Support technique spécialisé



BESOIN D'UTILISER UN NOUVEL ÉQUIPEMENT ? ON EST LÀ POUR VOUS AIDER

- ✓ Formation avant première utilisation
- ✓ Expertise technique
- ✓ Accompagnement méthodologique



TYPE D'EQUIPEMENT	TARIF à l'HEURE (€)	
	Tarif Intra-UGA	Tarif extérieur UGA
Centrifugeuse gros volume (500mL) Sorvall LYNX 4000 rotor 4x1L, 14x50mL, réfrigérée	5,4	10,0
Centrifugeuse moyen volume (>500mL) Eppendorf 5810R rotor 5, 15, 50mL, réfrigérée	2,5	4,6
Centrifugeuse moyen volume (<50mL) Eppendorf 5430 rotor 6x50mL, non réfrigérée	1,7	3,1
Centrifugeuse petit volume (<2mL) Eppendorf 5424R rotor 24x2mL, réfrigérée	1,6	2,9
Incubateur 1 NB I26 Agitation entre 25-400rpm, 25-60°C	2,7	4,9
Incubateur 2 MAXQ6000 Agitation entre 15-500rpm, 10-80°C	3,9	7,2
Unité de contrôle bioréacteur Lambda Minifor Culture en batch bactérie/levure (0,3-1,7L)	6,8	12,5
Unité de contrôle bioréacteur double Eppendorf SciVario Twin Culture cellulaire/bactérienne (0,4-3,7L). Usage unique possible	18,8	34,7
Hotte à flux laminaire Heraguard Eco	3,2	6,0
Système de chromatographie Cytiva Akta START	6,1	11,3
Système de chromatographie 3 Akta GO	9,6	17,7
Système d'électrophorèse protéiques Bio-rad Mini PROTEAN	1,5	2,8
Système de transfert protéique TransBlot Turbo	2,4	4,4
Poste de Sécurité Microbiologique Herasafe 2025	4,4	8,2
Cytomètre BD Accuri C6+	11,6	21,4
Laboratoire de microbiologie (3 paillasse) Salle 208	1,1	2,0
Laboratoire de bioprocédés (8 paillasse) Salle 209	1,1	2,0
Laboratoire de culture cellulaire (10 PSM) Salle 201	3,0	5,5
Congélateur ultra-basse température Fisherbrand Isotemp	0,2	0,4
Etuve à CO2 SteriCycle i260 Pour la culture cellulaire. 1-20% CO2, 3-55°C	3,8	7,0
Microscope à Fluorescence 1 et 2 Olympus CK40	3,0	5,5
Microscope à Fluorescence 3 et 4 Olympus CKX41	3,0	5,5
Microscope à Fluorescence 5 Olympus BX61	3,0	5,5
Spectrophotomètre UV Nanodrop One C	0,8	1,4
Imageur Fusion FX Vilber , UV et chimiluminescence	1,6	2,9
Lecteur de plaque BMG Labtech FluoStar Optima chimiluminescence, fluorescence	3,0	5,6
Compteur de cellules Countcell	1,2	2,2
Salle de réunion (15 personnes) Salle 218 système de projection et visioconférence	2,7	5,0
Salle de Brainstorming (10 personnes) Salle 204 Murs d'expression, projection et visioconférence	2,7	5,0
Aide opérateur Agent IGE	28,2	52

Consommables inclus. Plus d'informations et photos sur le [site de réservation myGRR](#)



COMMENT DÉMARRER ?

1. Échanger sur votre projet
2. Identification des besoins
3. Construction d'un programme adapté
4. Utilisation de la plateforme

En partenariat avec le CMA IBES, pour des formations continues adaptées à vos besoin

FORMULAIRE DE CONTACT

